

フレアグリッドガード付 (Lock-N-Secure)



特徴・タイプ



- ・ワンタッチロックシステム
※表面にカーボン素材採用



- ・1ハンドル



- ・2ハンドル

■仕様

・タイプ	1ハンドル	2ハンドル
・サイズ	14x17	14x17
・重量	約 1.6kg	約 1.6kg
・外寸	縦 562 x 横 417x 厚さ 30(mm)	縦 562 x 横 444x 厚さ 30(mm)

※他のサイズや仕様をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。




フレアグリッドガード付

1. 衝撃吸収構造

2. ハンドル付

3. 軽量



特徴

*フレームにソフトビニールプラスチック、コーナーには、熱可塑性ポリウレタンを使用、フレーム内部に特殊パッドを取り入れることでFPDパネルを衝撃から保護します。

*ハンドルが付いているので持ち運びが便利です。

*FPDパネル留め具の片側をオートロックにしてある為、マニュアルロックを掛け忘れても、FPDパネルを落とす心配がありません。

仕様

◆対応カセットサイズ : 14X17、17X17、
10X12(各社特注サイズ対応可)

◆標準グリッド仕様 : 40本 6:1 100cm

◆重量 : 566g+グリッド (14X17)

◆外寸 : 縦528X横445X厚さ23 (mm) (14X17)

*他のサイズや仕様をご希望の場合は、お問い合わせ下さい。



フレア株式会社

〒192-0042

東京都八王子市中野山王 1-17-19

TEL:042-634-9491 FAX:042-634-9492

Email:info@flair-med.com