

X線防護衣専用

重量軽減カーボンブラケット



モデル：BRYGGA カーボンブラケット、X線防護エプロン着用時の肩の重量軽減

X線エプロンの下にBRYGGAショルダーブリッジを装着するのは、使いやすく非常に効率的な方法です。


物理的な緊張と筋肉疲労を軽減する方法。スウェーデンからのこの特許取得済みのソリューションは、通常、肩にかかるエプロンの重量によって引き起こされる圧力を緩和します。

筋肉や神経の中心ではなく、より均等に体重を分散させて骨の構造に支え、BRYGGAの使用は、長い手順の間に特に有益です。

- ・特許取得済みのソリューション
- ・MAVICエプロンモデルRA631およびRA632との使用を推奨
- ・装着時でも動きやすい
- ・人間工学的に正しい姿勢を促進する
- ・頭痛や腕のしびれのリスクを大幅に軽減
- ・首と腕の自由な動き
- ・簡単な洗浄（洗浄剤で拭き取るだけ）
- ・サイズ：SMおよびL
- ・簡単な調整
- ・外側の素材は耐久性100%のカーボンファイバー
- ・パディングフォーム：外側-Evazote、密度50
内部-ポリエチレン、密度70

着用方法


組み方



<防護服着用前>



<防護服着用後>



 **FLAIR** フレア株式会社

〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19

TEL:042-634-9491 FAX:042-634-9492

URL:www.flair-med.com

E-mail:info@flair-med.com