



# X線防護カバー（ERCP用）





①この製品は、  
医療従事者散乱放射線を最小限に軽減する為の製品。



腹臥位または背位 (e.g. RRCP)

②この製品は柔軟に領域を調整出来る事で、  
正確に散乱線から防護出来ます。



患者の側位

- ③
- 1 散乱線からの防護
  - 2 仰向けの体制、横になっている体制でも使用可能
  - 3 幅調整可能
  - 4 優れた形により、機器からの効率性を妨げません

鉛当量 0.50mmPb  
 サイズ 105 x 103cm  
 色 表：オーシャン色  
     患者側：オレンジ色  
 重量 4.75kg / 10.47lbs



**FLAIR** フレア株式会社

〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19  
 TEL:042-634-9491 FAX:042-634-9492  
 URL:www.flair-med.com  
 E-mail:info@flair-med.com