


X線一般撮影用備品 開業医セット

グリッド及びリーダー撮影台など簡単に備品の一括調達が可能です。

■フレアグリッド



◇より良い画像診断には、適切なグリッドが必要となります。

- *サイズ： 半切 (14×17) ・大角 (14×14)
- *本数： 40本 ・ 60本
- *比率： 8:1 ・ 10:1
- *撮影距離： 任意に指定可能
- *枠加工： フルガード、ポジ付

■リーダー撮影台



・据え置き

・壁付け

- *分銅式により軽い力で上下動します
- *簡単でスムーズな操作性
- *軽量コンパクトで設置が用意
- *寸法：H 1910mm × W 500mm × D 440mm
- *タイプ：据え置きタイプ ・ 壁付けタイプ

■フレア防護エプロン ワンタッチ・フレア防護前掛け



・ワンタッチ (左)
・前掛け (下)



◇最も標準的なワンタッチタイプのエプロン

- *サイズ：S ・ M ・ L ・ XL
- *カラー：ブルー ・ ピンク
- *鉛当量：0.25mmPb ・ 0.35mmPb (無鉛タイプ有)
- *肩パット付：重さの軽減及びズレ防止

◇患者用の防護前掛け

- *サイズ：S ・ M ・ L
- *カラー：ブルー ・ ピンク
- *鉛当量：0.35mmPb ・ 0.50mmPb (無鉛タイプ有)
- *ベルトの調整が用意

■各種標識



■フィルムマーク(間接用)



*サイズ：W20mm × H40mm
T 2.3mm

・注意事項 (FJF1) ・放射能管理区域 (FCL2) ・患者さんへ 注意事項 (FKH1)



フレア株式会社
〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19 TEL:042(634)9491 FAX:042(634)9492
URL:flair-med.com E-mail:info@flair-med.com