

ジップタイプ・イージースライドタイプ

フレアカセットカバー

ジップタイプ

ジップにより、高い防水・防汚性を
実現

サイズ

- 17×17 (ビニール内寸 横535×縦530mm)
- 14×17 (ビニール内寸 横458×縦507mm)
※このサイズは厚手タイプになります
- 10×12 (ビニール内寸 横320×縦375mm)

100枚／1箱



ジップ仕様



*ジップタイプは、完全防水の保証は致しかねますのでご注意ください。

イージースライドタイプ

スライドしやすい素材で、
ベッドサイドの撮影を効率化

サイズ

- 14×17 (ビニール内寸 横445×縦520mm)

100枚／1箱



開口部を折込んで封を閉じます



*仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。