



Making your smile, support your heart.
あなたのグローバルパートナーを目指します。

X-Ray Products

- 01 Grids
- 02 Cassette
- 03 Protective Gloves
- 04 Apron
- 05 CT Protection

フレア株式会社
〒192-0042 東京都八王子市中野山王 1-17-19
TEL : 042-634-9491 FAX : 042-634-9492
URL : www.flair-med.com E-mail : info@flair-med.com

第3種医療機器製造販売業
許可番号 13B3X10093

>01 グリッド

30年余グリッド一筋に取り組んできて、現在は64カ国に輸出され、その品質を認められているメーカーの商品をフレアからご提供いたします。

GRIDS

■ フレアグリッド

一般撮影及びCR、DR用として適合

- ・ 各装置メーカーに特化した仕様に製作可能
- ・ 長尺グリッドの製作可能

〈基本仕様〉

カバ ー：アルミ、カーボン

サ イ ズ：17×17

半 切 (14×17)

大 角 (14×14)

大四切 (11×14)

四 切 (10×12)

六 切 (8×10)


本 数：34本・40本・60本・80本

比 率：6:1～14:1

撮影距離：80～200cm（平行を含む）



※基本仕様の他にもご要望の仕様製作可能ですので、ご相談ください。



>02 カセット

CASSETTE

フレアカセット

- 種 類：アルミカバーの Pb（鉛付き）
- サイズ：半 切 (14×17)
大 角 (14×14)
大四切 (11×14)
四 切 (10×12)
六 切 (8×10)
：15×30cm




滅菌済X線プロテクショングローブ 無鉛タイプ（ビスマス）

● 直接線・散乱線による手の被ばくを軽減する為に、遮蔽材としてビスマス（無鉛）を採用しています。

● 装着製を保つ為に、柔軟なラテックス素材を採用しています。


GLF

耐久性と高い線量低減率を有します。
(0.35、0.25mm)



CLP

より薄くフィット感を追求しています。
(0.20mm)



* 製品の色はカタログの色と多少異なる場合があります。

* 本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。

商品情報

サイズ	長さ(mm/inches)	手幅(mm/inches)	ペア/箱
6.0	280/11.0	78/3.1	5
6.5	280/11.0	80/3.1	5
7.0	280/11.0	85/3.3	5
7.5	285/11.2	94/3.7	5
8.0	285/11.2	100/3.9	5
8.5	290/11.4	107/4.2	5
9.0	290/11.4	114/4.5	5

技術情報

線量	線量低減率		
	CLP	GLF	GLF
	グローブ厚み0.20mm	グローブ厚み0.25mm	グローブ厚み0.35mm
	無鉛当量0.02mmPb	無鉛当量0.025mmPb	無鉛当量0.04mmPb
60kV	40%	52%	63%
80kV	35%	43%	52%
100kV	27%	36%	44%
125kV	25%	27%	38%

注意：本製品にはX線遮蔽材として、ビスマスを使用しています。その為、一般の手術用手袋と比較し、引張り強度が少し低くなっております。取扱いにはご注意ください。

■ フレア防護エプロンワンタッチ

- ・ 最もご利用されている標準タイプです。
- ・ ストレッチバンド付きにより、より良いフィット感を実現しました。
- ・ 肩パット付きにより、重さを軽減します。



鉛含有率 (mmPb)		サイズ	寸法		重量 (Kg)±10%	
前	後		幅	丈	リードライト (含鉛)	ゼロリード (無鉛)
0.25	-	S	56	90	2.00	1.80
0.25	-	M	60	90	2.20	1.90
0.25	-	L	60	100	2.40	2.10
0.25	-	XL	60	110	2.60	2.30
0.35	-	S	56	90	3.00	2.60
0.35	-	M	60	90	3.20	2.70
0.35	-	L	60	100	3.50	3.00
0.35	-	XL	60	110	3.80	3.30
0.50	-	S	56	90	3.70	3.30
0.50	-	M	60	90	4.00	3.50
0.50	-	L	60	100	4.40	3.90
0.50	-	XL	60	110	4.80	4.30

※子供用も揃えていますので、お問い合わせください。

■ フレア防護コート オペ室、血管造影室などで、多くご利用されています。 背面も防護でき、看護師や助手の方にも適したタイプです。

オプティマタイプ

- ・インナーにベルトが付いており、肩の重さを軽減します。
- ・前中心の15cmがオーバーラップされています。
- ・肩パット付きにより、重さを軽減します。

鉛含有率 (mmPb)		サイズ	寸法		重量 (Kg)±10%	
前	後		幅	丈	リードライト (含鉛)	ゼロリード (無鉛)
0.50	0.25	S	50	90	5.6	5.0
0.50	0.25	M	55	100	6.7	6.0
0.50	0.25	L	60	100	7.2	6.6
0.50	0.25	XL	70	110	9.0	8.2

※他の鉛含有率も揃えていますので、お問い合わせください。



マキシマタイプ

- ・前部分に大きくオーバーラップされています。
- ・腰ベルト付きでしっかりと体をホールドします。
- ・サイドスリットの調整でX線からしっかり防護します。

鉛含有率 (mmPb)		サイズ	寸法		重量 (Kg)±10%	
前	後		幅	丈	リードライト (含鉛)	ゼロリード (無鉛)
0.50	0.25	S	50	90	5.5	5.0
0.50	0.25	M	55	100	6.5	5.9
0.50	0.25	L	60	100	7.1	6.4
0.50	0.25	XL	70	110	8.8	8.0

※他の鉛含有率も揃えていますので、お問い合わせください。



■ フレア防護エプロンデンタル

フレア防護エプロンデンタル
前面・背面を防護可能タイプ



- ・背面に、マグネットを採用する事で、防護もしっかり出来てメンテナンスも容易です。
- ・リバーシブルタイプで、用途にて使い分ける事が可能です。

サイズ	前面長 (cm)	背面長 (cm)	重量 (kg)
大人	73	56	2.3
子供	60	40	1.3

■ フレア防護スカート&ベスト

マキシマタイプ

- ・上下に分散され、動きやすいタイプです。
- ・ベストを大きくオーバーラップし、防護性を高めました。
- ・肩パット付きにより、重さを軽減します。

オブティマタイプ

- ・上下に分散され、動きやすいタイプです。
- ・前中心の15cmがオーバーラップされています。
- ・肩パット付きにより、重さを軽減します。



タイプ	鉛含有率 (mmPb)		サイズ	寸法		重量 (Kg) ±10%	
	前	後		幅	丈	リードライト (含鉛)	ゼロリード (無鉛)
ベストー マキシマタイプ	0.50	0.25	S	50	50	3.2	2.8
	0.50	0.25	M	55	57	3.8	3.4
	0.50	0.25	L	60	57	4.1	3.6
	0.50	0.25	XL	70	63	5.1	4.5
ベストー オブティマタイプ	0.50	0.25	S	50	50	3.2	2.9
	0.50	0.25	M	55	57	3.9	3.5
	0.50	0.25	L	60	57	4.2	3.7
	0.50	0.25	XL	70	63	5.3	4.7
スカートー マキシマタイプ オブティマタイプ	0.50	0.25	S	174	50	3.0	2.7
	0.50	0.25	M	183	53	3.3	3.0
	0.50	0.25	L	192	53	3.7	3.4
	0.50	0.25	XL	201	57	4.1	3.7

フレア防護前掛け

最も標準的で数多くご利用される患者用の防護前掛けです。
ベルト調整が簡単にできます。

鉛含有率 (mmPb)		サイズ	寸法		重量 (Kg) ±10%	
前	後		幅	丈	リードライト (含鉛)	ゼロリード (無鉛)
0.35	—	S	30	30	0.70	0.50
0.35	—	M	40	40	1.20	0.80
0.35	—	L	50	50	1.80	1.20
0.50	—	S	30	30	0.70	0.60
0.50	—	M	40	40	1.20	1.00
0.50	—	L	50	50	1.80	1.60



フレア防護ネック



鉛含有率 (mmPb)	重量 (gms)	
	リードライト(含鉛)	ゼロリード (無鉛)
0.35	800	600
0.50	900	800

カラーチャート



フレアグローブ ミッテン



■鉛当量：0.25mmPb
■重量：1.6kg

無鉛タイプ
0.06mmPb

乳房及び甲状腺、目などの敏感な箇所への放射線被ばくによるリスクから患者を防護するために開発されました。


商品情報

CTアイシールド



サイズ：フリーサイズ 横：150mm 縦：40mm 入数/箱：20枚

CTカラーシールド



サイズ：フリーサイズ 横：150mm 縦：90mm 入数/箱：10枚


CTブレストシールド



サイズ：M 横：430mm 縦：200mm 入数/箱：1枚

サイズ：L 横：530mm 縦：200mm 入数/箱：1枚

CT小児用シールド



サイズ：小児用 横：140mm 縦：50mm 入数/箱：10枚

サイズ：1才用 横：240mm 縦：60mm 入数/箱：8枚

サイズ：5才用 横：280mm 縦：80mm 入数/箱：6枚

サイズ：10才用 横：330mm 縦：100mm 入数/箱：4枚

技術情報

線量	線量低減率			
	アイシールド	カラーシールド	ブレストシールド	小児用シールド
120kV	70%	65%	67%	67%