

# フレアX線防護めがね



## Fit Over

オーバーグラスとして、使用可能タイプ  
鉛当量：0.75mmPb（サイド0.5mmPb）  
重量：105g  
レンズ幅：62mm  
鼻幅：15mm  
つる長さ：145mm  
※ベルト付

## Front

スタンダードタイプでフィット感に優れる  
鉛当量：0.75mmPb（サイド0.5mmPb）  
重量：85g  
レンズ幅：54mm  
鼻幅：18mm  
つる長さ：135mm  
※ベルト付



## Max10

スポーティーでフィット感に優れる  
鉛当量：0.75mmPb  
重量：85g  
レンズ幅：60mm  
鼻幅：16mm  
つる長さ：140mm

 **FLAIR** フレア株式会社

〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19  
TEL:042-634-9491 FAX:042-634-9492  
URL:www.flair-med.com  
E-mail:info@flair-med.com