

MAVIG X線防護めがね



 **FLAIR** フレア株式会社

〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19

TEL:042-634-9491 FAX:042-634-9492

URL:www.flair-med.com

E-mail:info@flair-med.com

サイズ・仕様一覧



モデル	BR126	
カラー	サンドストーン／オレンジ	ココア／ライトブルー
サイズ	SM、L	
鉛当量（鉛ガラス）	0.50 mmPb or 0.75 mmPb	
鉛当量-側面保護	0.50 mmPb	
重量	約 80g (0.50 mmPb)	
	約 85g (0.75 mmPb)	
反射防止コーティング	✓	
メガネストラップ	✓	
洗浄／消毒	✓／✓	
適合：DIN EN 61331-1:2016 / DIN EN 61331-3:2016	✓／✓	



メガネの幅
140mm (S/M)
145mm (L)

メガネの高さ／幅
36mm / 55mm (S/M)
36mm / 58mm (L)

メガネのブリッジ／幅
15mm (S/M)
16mm (L)

メガネのつるの長さ
130mm (S/M/L)

サイズ	サンドストーン／オレンジ	ココア／ライトブルー
SM / 0.50mmPb : Plano	BR126SM5S-arc	BR126SM5C-arc
SM / 0.75mmPb : Plano	BR126SM7S-arc	BR126SM7C-arc
SM / 0.50mmPb : Single	BR126SM5S-arc-presc-S(度付きレンズ)	BR126SM5C-arc-presc-S(度付きレンズ)
SM / 0.75mmPb : Single	BR126SM7S-arc-presc-S(度付きレンズ)	BR126SM7C-arc-presc-S(度付きレンズ)
SM / 0.50mmPb : Multifocal / progressive	BR126SM5S-arc-presc-P(遠近両用レンズ)	BR126SM5C-arc-presc-P(遠近両用レンズ)
SM / 0.75mmPb : Multifocal / progressive	BR126SM7S-arc-presc-P(遠近両用レンズ)	BR126SM7C-arc-presc-P(遠近両用レンズ)
L / 0.50mmPb : Plano	BR126L5S-arc	BR126L5C-arc
L / 0.75mmPb : Plano	BR126L7S-arc	BR126L7C-arc
L / 0.50mmPb : Single	BR126L5S-arc-presc-S(度付きレンズ)	BR126L5C-arc-presc-S(度付きレンズ)
L / 0.75mmPb : Single	BR126L7S-arc-presc-S(度付きレンズ)	BR126L7C-arc-presc-S(度付きレンズ)
L / 0.50mmPb : Multifocal / progressive	BR126L5S-arc-presc-P(遠近両用レンズ)	BR126L5C-arc-presc-P(遠近両用レンズ)
L / 0.75mmPb : Multifocal / progressive	BR126L7S-arc-presc-P(遠近両用レンズ)	BR126L7C-arc-presc-P(遠近両用レンズ)