



X線防護カバー（ERCP用）





①この製品は、
医療従事者散乱放射線を最小限に軽減する為の製品。



腹臥位または背位 (e.g. RRCP)

②この製品は柔軟に領域を調整出来る事で、
正確に散乱線から防護出来ます。



患者の側位

- ③
- 1 散乱線からの防護
 - 2 仰向けの体制、横になっている体制でも使用可能
 - 3 幅調整可能
 - 4 優れた形により、機器からの効率性を妨げません

鉛当量	0.50mmPb
サイズ	105 x 103cm
色	表：オーシャン色 患者側：オレンジ色
重量	4.75kg



 **FLAIR** フレア株式会社

〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19
TEL:042-634-9491 FAX:042-634-9492
URL:www.flair-med.com
E-mail:info@flair-med.com