

# EasyRoller

プラスチック製  
非磁性体車椅子

MRI機器に影響を及ぼさない100%非磁性体

## 主な特長

- 人間工学から考えられた設計とデザイン
- 金属探知機に一切反応しない安全性と快適性
- 水洗いも可能な容易なメンテナンス

### 詳細

重量	: 17 kg
高さ	: 105 cm
幅	: 67 cm
座面高さ	: 52 cm
座面奥行	: 42 cm
座面幅	: 50 cm
背もたれ	: 52 cm
耐荷重	: 150 kg



上げ下げ可能フットレスト  
※転倒防止ストッパー付

輸  
入  
元

 **FLAIR** フレア株式会社

〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19  
TEL. 042 (634) 9491  
FAX. 042 (634) 9492  
URL. <http://www.flair-med.com>  
E-mail. [info@flair-med.com](mailto:info@flair-med.com)