

放射線不透過性テープ Xメジャー

Xメジャーのご使用で、
精度の高い血管内処置を行うことができます。
ステントの留置、PTAバルーンカテ
ーテルの治療などをより正確かつ簡便
に行うことができます。

EOG
滅菌済み

0mm 50 100 150 200

0mm 50 100 150 200 250 300 350 400

製品 特徴

身体の表面に貼れる

治療時間の短縮

正確な計測と位置の確認が可能

イメージがとらえやすくなり、造影剤と被爆量の軽減

カタログ番号	製品名	サイズ	JANコード	入数
X20	Xメジャー	20cm	(01)04562317620099	10本/箱
X40	Xメジャー	40cm	(01)04562317620105	10本/箱

一般医療機器：手術台アクセサリ
医療機器届出番号：14B3X10015000011

製造元：株式会社シルクス
販売・問い合わせ先：

 **FLAIR** フレア株式会社

〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19
TEL:042-634-9491 FAX:042-634-9492
URL:www.flair-med.com E-mail:info@flair-med.com