

# Bella Blankets<sup>®</sup>

Protective Coverlets for Mammography



## ベラブランケット

Mammography装置受像器保護カバー

マンモグラフィ、ステレオガイド下マンモトーム生検時に  
衛生管理・ポジショニングずれ防止に役立ちます

### 🌸 精度管理の向上

グリップ及びホールディング向上

- 乳房を圧迫時にポジショニング能力が向上します
- マンモトーム生検時の長時間ポジショニングでも乳房がずれにくくなります



### 🌸 患者様への環境向上

- ポジショニング時に、冷たさを緩和します
- 花柄のベラブランケットは、患者様にやさしく接します
- 清潔で衛生面的なベラブランケットは、血液が付着しても安心です



### 🌸 商品情報



Order Code : #310

- 入数 : 50枚/box
- 商品サイズ : 22.9cm × 27.9cm
- 使用機器サイズ : 18cm × 24cm

Order Code : #311

- 入数 : 50枚/box
- 商品サイズ : 29.2cm × 33.0cm
- 使用機器サイズ : 24cm × 30cm

輸入販売元

**フレア株式会社**

192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19 Tel : 042-634-9491 Fax : 042-634-9492 / 050-3737-0472  
URL : [www.flair-med.com](http://www.flair-med.com) E-Mail : [info@flair-med.com](mailto:info@flair-med.com)