


# X線撮影備品 フィルムマーク



## 直接用平仮名マークセット (カタカナマークセット)

- 内訳
- ① あ〜ぼ・0〜9・男女・左右 各3枚
  - ② ↑ 2枚
  - ③ → 1枚
  - ④ フィルムホルダー 1枚
  - ⑤ 専用ケース 1個


\*間接用サイズもごさいます。  
\*「ぢ」「づ」は特注なので含まない。



## クリアタックセット

カッテ・グリッド® に貼付け、繰り返し使用可能

- 内訳
- ① R・裏R・L・裏L (W20×H20×3.3mm) 各3枚
  - ② R→L・L→R・裏R→L・裏L→R・A→P・裏A→P・P→A・裏P→A (W40×H20×3.3mm) 各3枚
  - ③ 貼付けボード 1枚
  - ④ 専用ケース 1個



## 直接用英数字マークセット

- 内訳
- ① A〜Z・0〜9・♂♀・+- 各3枚
  - ② フィルムホルダー 1枚
  - ③ 専用ケース 1個

\*間接用サイズもごさいます。



## クリアタックセットRL

カッテ・グリッド® に貼付け、繰り返し使用可能

- 内訳
- ① R・裏R・L・裏L (W20×H20×3.3mm) 各5枚
  - ② 貼付けボード 1枚
  - ③ 専用ケース 1個



## 直接用数字マークセット

- 内訳
- ① 0〜9・RL・♂♀・+- 各3枚
  - ② フィルムホルダー 1枚
  - ③ 専用ケース 1個

\*間接用サイズもごさいます。



## クリアタックシート

クリアタックマーク貼替え用シート

- 3種
- ・A4サイズ 1枚
  - ・W35×H17mm 100ピッチ
  - ・W17×H15mm 200ピッチ



## 直接用バラマーク

- ・W10×H20×1.8mm
- \*最低発注数量は、5枚からとなります。



## 準高圧用バラマーク (酸化鉛使用)

- ・W20×H40×4.3mm
- ・W40×H20×4.3mm



## 高圧用バラマーク (純鉛使用、RLのみ)

- ・W20×H40×4.3mm
- ・W15×H25×3.5mm




## 間接用バラマーク

- ・W20×H40×2.3mm
- ・W40×H20×2.3mm



## 特注マーク

各種サイズ・準高圧  
\*相談ください。



## X線メジャー

- 100cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 75cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 60cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 50cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 40cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 30cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 25cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 15cm : 2mm間隔・5mm間隔
- 10cm : 2mm間隔・5mm間隔