


フレアグリッド

散乱X線除去用グリッド




フレアグリッド

40年余りグリッド製造に取り組んできて現在は64ヶ国に輸出され、その品質を認められているメーカーの商品をフレアからご提供いたします。




フレアグリッドフルガード



グリッドの枠をステンレスで囲み、落下及び衝撃から商品の破損を防ぎます。

フレアグリッドポジ付



グリッドの枠をステンレスで囲み、カセットを埋め込めるような形に加工します。

※DR 電源部・通信部の切り欠き可能。

■サイズ

| サイズ | インチ | ※記載サイズ以外のものはお問い合わせください。 ・本数 34本／40本／60本／80本 ・比率 6：1～12：1 ・撮影距離 80～200cm（平行を含む） |
|-------|-------|---|
| フルサイズ | 17x17 | |
| 半切 | 14x17 | |
| 大角 | 14x14 | |
| 大四切 | 11x14 | |
| 四切 | 10x12 | |
| 六切 | 8x10 | |

■長尺サイズ

※各種長尺タイプ（単位：掛け）（半切3枚・2枚、大角3枚・2枚、四切3枚・2枚）

■カーボンカバー（オプション）

X線吸収の少ないカーボンをカバー材に使用したグリッドです。

※グリッド本体のスペーサーはアルミニウムです。

■標準外の焦点距離

ご指定の FFD のご相談をお受けいたします。


※仕様によっては制作不可な場合もございます。

■フレアX線カセット（※鉛付き／鉛なし）



| サイズ | インチ |
|---------|-------|
| 半切 | 14x17 |
| 大角 | 14x14 |
| 大四切 | 11x14 |
| 四切 | 10x12 |
| 六切 | 8x10 |
| 15x30cm | - |



 **FLAIR** フレア株式会社

〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19
TEL:042-634-9491 FAX:042-634-9492
URL:www.flair-med.com

医療機器届出番号：13B3X10093