

FPD 用スライダーカバー Comfort Glide

快適な位置調整と痛み軽減を実現する。

◆Comfort Glide 特長

- ・低反発クッションで患者さんの痛みを軽減
- ・滑りやすい生地で柔らかいベッドでも背中に入れやすい
- ・左右の取手で左右の微調整が可能
- ・使用後は取手を引くことで容易に FPD を抜くことができる
- ・水洗い可能

◆サイズ

- ・14 インチx17 インチ
- ・17 インチx17 インチ

特許取得： 特開2022-182918

使用例



製造元：合同会社 APRERO 企画

販売元：フレア株式会社

 **FLAIR** フレア株式会社

〒192-0042 東京都八王子市中野山王1-17-19

TEL:042-634-9491 FAX:042-634-9492

URL:www.flair-med.com