

X線一般撮影用備品 開業医セット

グリッド及びリーダー撮影台など簡単に備品の一括調達が可能です。

■フレアグリッド



◇より良い画像診断には、適切なグリッドが必要となります。

- *サイズ: 半切・大角
- *本数: 40本・60本
- *比率: 8:1・10:1
- *撮影距離: 任意に指定可能
- *枠加工: フルガード

■リーダー撮影台



- *分銅式により軽い力で上下動します
- *簡単でスムーズな操作性
- *軽量コンパクトで設置が用意
- *寸法: H 1910mm×W 500mm×D 440mm
- *タイプ: 据え置きタイプ・壁付けタイプ

■フレア防護エプロン ワンタッチ・フレア防護前掛け




◇最も標準的なワンタッチタイプのエプロン

- *サイズ: S・M・L・XL
- *カラー: ブルー・ピンク
- *鉛当量: 0.25mmPb・0.35mmPb(無鉛タイプ有)
- *肩パット付: 重さの軽減及びズレ防止

◇患者用の防護前掛け

- *サイズ: S・M・L
- *カラー: ブルー・ピンク
- *鉛当量: 0.35mmPb・0.50mmPb(無鉛タイプ有)
- *ベルトの調整が用意


■各種標識



・注意事項



・放射能管理区域



・患者さまへ 注意事項

■フィルムマーク



*サイズ: W20mm×H40mm